

UNIVERSAL SURGICAL KIT - VOO DOO TACTICAL UNIVERSAL SURGICAL KIT, COYOTE

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Fournitures Premiers Soins](#)

Vous serez toujours prêt à empêcher une urgence de devenir une crise avec notre Kit Chirurgical Universel. Complet avec tout ce qu'il vous faut pour une chirurgie rapide sur le terrain, avec des sangles pour maintenir tous les outils nécessaires organisés et en place, vous gagnerez un temps précieux quand cela est le plus nécessaire. Le kit de style militaire américain contient tous des composants neufs soigneusement pliés dans un kit pratique qui s'attache à votre ceinture, gilet ou équipement avec une sangle universelle à l'arrière. Votre kit comprend : des ciseaux, une sonde, des sutures, un scalpel, un hémostat, une lampe de poche, des pinces à épiler, des tampons d'alcool et un onguent. Le Kit Chirurgical Universel Complet est fabriqué en tissu de style G.I. durable, mesure un compact 7"L x 5"W x 2.5"H, et avec un poids de juste un peu plus d'une demi-livre, vous pouvez être préparé tout en voyageant léger. Les sangles intérieures maintiennent les essentiels en place. Attache à sangle universelle. Tissu de pack de style G.I. Contient : Ciseaux, Sonde, Sutures, Scalpel, Hémostat, Lampe de poche.



Caractéristiques

- Nom: [VOO DOO TACTICAL UNIVERSAL SURGICAL KIT, COYOTE](#)
- Fabricant: [VOO DOO TACTICAL](#)
- Référence: 100022581
- N° fabr.: 10-7688007000
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.272kg
- UPC: 783377049178

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit Chirurgical Universel VOO DOO TACTICAL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit Chirurgical Universel VOO DOO TACTICAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit Chirurgical Universel VOO DOO TACTICAL. Ce kit est conçu pour vous aider à gérer des situations d'urgence en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre de votre kit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le kit est utilisé uniquement par des personnes formées à la manipulation des instruments chirurgicaux.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du kit et remplacez tout élément endommagé ou usé.
- Conservez le kit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne pas utiliser les outils à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les services d'urgence.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ciseaux** : Utilisez avec précaution pour éviter les coupures. Ne les laissez pas à la portée des enfants.
- Scalpel** : Manipulez avec soin. Gardez la lame protégée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Hémostat** : Assurezvous de bien comprendre son utilisation avant de l'employer.
- Lampe de poche** : Vérifiez régulièrement que les piles sont chargées et que l'appareil fonctionne correctement.
- Sutures** : Utilisez uniquement si vous êtes formé à la suture. Suivez les procédures d'hygiène appropriées.
- Tampons d'alcool et onguent** : Utilisez conformément aux instructions pour éviter les irritations cutanées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Fixez le kit à votre ceinture, gilet ou équipement à l'aide de la sangle universelle à l'arrière.
- Assurezvous que le kit est solidement attaché et facilement accessible.

• Utilisation :

- Avant d'utiliser un outil, assurezvous que vous êtes dans un environnement propre.
- Lavezvous les mains ou portez des gants avant de manipuler des instruments ou des fournitures médicales.
- Suivez les procédures d'urgence appropriées pour chaque situation.

Instructions de Mise au Rebut

- Les éléments usagés ou périmés doivent être éliminés conformément aux règlements locaux sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les instruments tranchants dans des poubelles ordinaires. Utilisez un conteneur approprié pour les objets tranchants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre kit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le modèle et le numéro de série de votre kit à portée de main lors de votre communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Kit Chirurgical Universel VOO DOO TACTICAL. Restez vigilant et agissez toujours avec prudence lors de la manipulation d'outils médicaux.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr