

SABA POUCH - ELEVEN 10 SABA POUCH COYOTE

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Fournitures Premiers Soins](#)

La pochette SABA (Self-Aid / Buddy-Aid) d'Eleven 10® est considérée comme la "version améliorée" de notre pochette de garrot / auto-assistance et peut contenir un garrot SOF-T®T Wide, un garrot C-A-T® ou un SWAT-TTM. Elle peut être portée sur ta ceinture de service ou tu peux utiliser les clips Malice inclus pour la fixer à n'importe quelle sangle MOLLE/PALS. La pochette possède un patch croisé pour l'identifier comme "médicale" et te permet de transporter l'équipement vital dont tu as besoin sur ta ceinture, là où il doit être. Il y a 2 positions de pression qui ajustent la hauteur de la pochette pour s'adapter à différentes tailles de garrots. Il y a une petite poche à l'intérieur du rabat qui peut contenir une paire de gants d'examen. Caractéristiques : Contient le garrot SOF-T®T Wide, le garrot C-A-T® (Génération 7 et générations antérieures), ou un SWAT-TTM Patch PVC croisé d'identification médicale inclus Fermeture Velcro® et à pression S'adapte à une ceinture de service ou peut être fixé à MOLLE/PALS à l'aide des clips Malice inclus Fabriqué en Cordura 500D Tous les produits d'Eleven 10® sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ELEVEN 10 SABA POUCH COYOTE](#)
- Fabricant: [ELEVEN 10](#)
- Référence: 100043761
- N° fabr.: E10-1019-CYT
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.109kg
- Hauteur d'expédition: 165mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 700615672073

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la pochette SABA d'Eleven 10®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la pochette SABA d'Eleven 10®

Introduction

La pochette SABA (SelfAid / BuddyAid) d'Eleven 10® est conçue pour vous aider à transporter votre équipement médical essentiel de manière sécurisée et accessible. Ce guide de sécurité est ici pour vous fournir des instructions claires et des précautions à suivre pour assurer une utilisation en toute sécurité de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez s'il y a des déchirures, des coutures lâches ou des dommages visibles.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée, car elle contient des équipements médicaux qui pourraient être dangereux en cas d'utilisation inappropriée.
- Si vous constatez que la pochette ou son contenu est endommagé, ne l'utilisez pas et remplacez-le.

Précautions spécifiques pour l'utilisation

- Avant de porter la pochette, assurez-vous qu'elle est correctement fixée à votre ceinture de service ou à une sangle MOLLE/PALS à l'aide des clips Malice inclus.
- Ne surchargez pas la pochette. Assurez-vous que le contenu est conforme à la capacité de la pochette pour éviter des déchirures ou des dommages.
- Lorsque vous retirez ou rangez le garrot ou tout autre équipement, faites-le avec précaution pour éviter de blesser quelqu'un.
- En cas d'urgence, utilisez le garrot conformément aux instructions fournies avec celui-ci.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Fixation de la pochette:

- Utilisez les clips Malice inclus pour attacher la pochette à n'importe quelle sangle MOLLE/PALS.
- Vous pouvez également porter la pochette sur votre ceinture de service pour un accès facile.

2. Ajustement de la hauteur:

- Utilisez les 2 positions de pression pour ajuster la hauteur de la pochette selon vos besoins.

3. Accès au contenu:

- Ouvrez le rabat de la pochette pour accéder à l'équipement à l'intérieur. Vérifiez que tous les éléments nécessaires, tels que le garrot SOFT®T Wide, le garrot CAT® ou le SWATTTM, sont présents.

4. Utilisation des gants:

- Une petite poche à l'intérieur du rabat peut contenir une paire de gants d'examen. Assurez-vous d'avoir des gants à disposition pour maintenir une hygiène adéquate lors de l'utilisation de l'équipement médical.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la pochette ou si elle est endommagée, éliminez-la de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales sur l'élimination des produits en Cordura 500D.
- Ne jetez pas la pochette dans des décharges non autorisées. Recherchez des points de collecte appropriés pour les matériaux synthétiques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette SABA d'Eleven 10®, veuillez vous référer à l'étiquette du produit pour les informations de contact appropriées. Vous pouvez également consulter les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide de sécurité vise à vous assurer que vous utilisez la pochette SABA d'Eleven 10® de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à votre sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation de cet équipement médical essentiel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr