

ETAK TEAR AWAY POUCH - ELEVEN 10 ETAK TEAR AWAY POUCH MULTICAM

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Fournitures Premiers Soins](#)

Le pouch médical ETAK (Enhanced Trauma Aid Kit) d'Eleven 10® est conçu pour contenir des éléments médicaux essentiels en pensant aux premiers intervenants et aux agents tactiques. Compact et durable, ce pouch est fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, éprouvés en situation. Il peut être porté sur votre ceinture de service ou vous pouvez utiliser les clips Malice inclus pour le fixer à n'importe quelle sangle MOLLE/PALS. Le pouch comprend un grand patch "MED" pour une reconnaissance facile et est rapidement déployable grâce à une plateforme de montage fixe et une sangle relâchable Fidlok®. Chaque seconde compte, et l'ETAK vous redonne un avantage sur le temps. Caractéristiques : Déploiement rapide utilisant une plateforme relâchable et une sangle Fidlok® Organismes internes modulaires en élastique Boucle d'identification médicale en PVC MED incluse Fermeture zippée Peut être attaché à MOLLE/PALS à l'aide des clips Malice inclus Canal de ceinture cousu Tous les produits d'Eleven 10® sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ELEVEN 10 ETAK TEAR AWAY POUCH MULTICAM](#)
- Fabricant: [ELEVEN 10](#)
- Référence: 100043769
- N° fabr.: E107100MTC
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 608307732906

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pouch Médical ETAK d'Eleven 10®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Pouch Médical ETAK d'Eleven 10®

Introduction

Le pouch médical ETAK (Enhanced Trauma Aid Kit) d'Eleven 10® est conçu pour les premiers intervenants et les agents tactiques. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité afin d'assurer un usage sûr et efficace de ce produit. Ce guide vous fournira des informations sur les précautions de sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du pouch.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le pouch est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les coutures, les fermetures éclair et les attaches.
- Ne surchargez pas le pouch avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa durabilité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le pouch hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne modifiez pas le pouch de manière à compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- En cas de détection d'un produit défectueux ou dangereux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le pouch uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour le stockage d'équipements médicaux essentiels.
- Lors de l'attachement du pouch à votre ceinture de service ou à une sangle MOLLE/PALS, assurez-vous que les clips Malice sont correctement fixés.
- Lorsque vous déployez le pouch, assurez-vous que la sangle Fidlok® est correctement relâchée pour un accès rapide.
- Ne laissez pas le pouch exposé à des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter les matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Pouch :

- Fixez le pouch à votre ceinture de service ou à une sangle MOLLE/PALS à l'aide des clips Malice inclus.
- Assurez-vous que le pouch est solidement attaché et ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Pouch :

- Ouvrez la fermeture zippée pour accéder aux équipements médicaux à l'intérieur.
- En cas d'urgence, déployez rapidement le pouch en relâchant la sangle Fidlok®.
- Utilisez les organisateurs internes modulaires en élastique pour maintenir les fournitures en place.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le pouch avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements médicaux et des matériaux en plastique.
- Si le pouch est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pouch médical ETAK, veuillez consulter le site web d'Eleven 10® ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du pouch médical ETAK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr