

MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MNT COYOTE

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Kits de Premiers Soins](#)

Le Micro Trauma Kit NOW!, ou Micro TKN, est la version la plus petite du Trauma Kit NOW! pour un port quotidien. Il est conçu pour contenir des fournitures médicales essentielles pour sauver des vies sur une ceinture. Le Micro TKN a été conçu comme un kit de trauma pour un port quotidien destiné aux professionnels de l'application de la loi, aux citoyens préparés ou aux chasseurs. Le déploiement des fournitures de premiers secours critiques peut être effectué d'une seule main ou d'un seul doigt, que ce soit du côté gauche ou droit, en tirant sur les onglets de tirage BLIP. Le Micro TKN se compose de deux composants principaux : la pochette extérieure MOLLE ou montée sur ceinture utilisant la technologie Ten-Speed, et un insert amovible qui garde les fournitures médicales organisées. Le Kit Essentiel comprend : Gants de trauma (1x paire) Bandage de contrôle des saignements Quickclot (1x) Bandage de compression mini (1x) Couverture d'hypothermie - Orange/Argent (1x) Ruban plat (1x)



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MNT COYOTE](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100050368
- N° fabr.: HW-TKN-MTKN-ESS
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 810073650015

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW!

Essentials Supplies

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. Ce kit est conçu pour vous fournir des fournitures médicales essentielles en cas d'urgence. Il est compact et facile à transporter, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. Ce guide vous aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à comprendre comment le gérer correctement.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le kit est toujours à jour avec des fournitures non périmées.
- Gardez le kit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Ne pas utiliser le kit si les fournitures sont endommagées ou manquantes.
- Consultez un professionnel de santé pour toute question concernant l'utilisation des fournitures.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Vérifiez le contenu du kit avant chaque utilisation pour vous assurer que tout est en bon état.
- En cas de blessure, lavez-vous toujours les mains avant d'utiliser les fournitures.
- Utilisez les gants de trauma fournis pour éviter toute contamination.
- Suivez les instructions spécifiques pour chaque fourniture, notamment pour les bandages et les traitements d'urgence.
- Ne pas utiliser le kit comme substitut à des soins médicaux professionnels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Emplacement du Kit:

- Fixez la pochette extérieure MOLLE sur votre ceinture ou votre équipement à l'aide de la technologie TenSpeed.
- Assurez-vous que le kit est facilement accessible en cas d'urgence.

2. Accès aux Fournitures:

- Pour accéder aux fournitures, tirez sur les onglets de tirage BLIP avec une main ou un doigt.
- Cela peut être fait de chaque côté, selon votre préférence.

3. Utilisation des Fournitures:

- **Gants de Trauma:** Mettez-les avant de toucher une blessure.
- **Bandage de Contrôle des Saignements Quickclot:** Appliquez-le directement sur la plaie et maintenez la pression.
- **Bandage de Compression Mini:** Utilisez-le pour immobiliser et compresser les blessures.
- **Couverture d'Hypothermie:** Enveloppez la victime pour prévenir l'hypothermie en cas de choc.
- **Ruban Plat:** Utilisez-le pour fixer les bandages ou pour d'autres besoins d'immobilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les fournitures périmées ou utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les fournitures dans les poubelles ordinaires.
- Consultez votre pharmacien ou les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Ils peuvent vous fournir des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci d'utiliser le Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. Suivez ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr