

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-BLACK

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Kits de Premiers Soins](#)

Le Micro Trauma Kit NOW! Nano est le plus petit des kits médicaux TKN. Cette mini trousse de traumatisme contient le matériel médical essentiel destiné à stopper la première cause de décès traumatique : le saignement ! Cette trousse de premiers secours peut facilement être rangée dans une poche, un sac médical, ou d'autres espaces de taille similaire. INCLUS ESSENTIEL : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Pansement de contrôle des saignements Quikclot (1x), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS PRO : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot LE (1x - noir), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS AVANCÉ : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot (1x - vert), et un Dispositif de pression (1x)



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-BLACK](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100996
- N° fabr.: TKN-NANO-ADV-BK
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.222kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 810073652910

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduction

Le Micro Trauma Kit NOW! Nano est un kit de premiers secours compact conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles en cas de traumatisme. Il est crucial d'utiliser ce kit correctement pour garantir votre sécurité et celle des autres. Ce guide présente des instructions de sécurité claires et des conseils pour une utilisation appropriée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit est complet et en bon état avant chaque utilisation.
- Conservez le kit dans un endroit facilement accessible.
- Vérifiez régulièrement les dates d'expiration des fournitures médicales.
- Évitez d'utiliser le kit si vous remarquez des signes de dommages ou de contamination.
- Gardez le kit hors de portée des enfants pour éviter une utilisation inappropriée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gants de traumatisme** : Portez toujours des gants lors de la manipulation de blessures pour éviter toute contamination.
- **Pansement QuikClot** : Utilisez ce pansement uniquement sur des saignements majeurs. Ne l'appliquez pas sur des blessures mineures.
- **Dispositif de pression** : Appliquez une pression ferme, mais pas excessive, pour contrôler le saignement.
- **Environnement** : Assurez-vous d'être dans un environnement sûr avant de traiter une blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Ouvrez le kit et vérifiez le contenu.
- Assurez-vous que tous les éléments sont présents : gants de traumatisme, pansement QuikClot et dispositif de pression.

2. Utilisation des Gants :

- Enfilez les gants de traumatisme avant de toucher la blessure.
- Jetez les gants après utilisation pour éviter toute contamination.

3. Application du Pansement QuikClot :

- Retirez le pansement de son emballage.
- Placez le pansement directement sur la plaie.
- Appuyez fermement pour activer le processus de coagulation.

4. Utilisation du Dispositif de Pression :

- Placez le dispositif de pression sur le pansement QuikClot.
- Maintenez une pression constante jusqu'à ce que le saignement soit contrôlé.

5. Après Utilisation :

- Retirez et jetez tous les matériaux utilisés de manière appropriée.
- Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant après avoir retiré les gants.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez tous les matériaux médicaux usagés dans un conteneur approprié pour les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les fournitures dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des déchets médicaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations du produit à portée de main lors de votre appel.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le Micro Trauma Kit NOW! Nano en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez contribuer à garantir votre sécurité et celle des autres en cas d'urgence.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr