

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Kits de Premiers Soins](#)

Le Micro Trauma Kit NOW! Nano est le plus petit des kits médicaux TKN. Cette mini trousse de traumatisme contient le matériel médical essentiel destiné à stopper la première cause de décès traumatique : le saignement ! Cette trousse de premiers secours peut facilement être rangée dans une poche, un sac médical, ou d'autres espaces de taille similaire. INCLUS ESSENTIEL : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Pansement de contrôle des saignements Quikclot (1x), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS PRO : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot LE (1x - noir), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS AVANCÉ : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot (1x - vert), et un Dispositif de pression (1x)



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100999
- N° fabr.: TKN-NANO-ADV-RG
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 810073652941

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Micro Trauma Kit NOW! de Blue Force Gear. Ce kit est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles en cas de traumatisme. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement le contenu de la trousse pour vous assurer que tous les éléments sont en bon état et non périmés.
- Ne pas utiliser les fournitures médicales si l'emballage est endommagé.
- Gardez le kit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou d'utilisation inappropriée.
- En cas d'accident grave, appelez immédiatement les services d'urgence.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des gants de traumatisme lors de la manipulation de blessures ouvertes pour éviter les infections.
- Utilisez le pansement de contrôle des saignements QuikClot uniquement sur des blessures saignantes.
- Ne pas appliquer de pression excessive sur les blessures, car cela peut aggraver la situation.
- Ne pas utiliser le dispositif de pression sur des blessures qui nécessitent une intervention chirurgicale.
- Lisez attentivement les instructions sur chaque élément avant utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Vérification du contenu :

- Ouvrez le kit et vérifiez que tous les éléments sont présents :
 - Gants de traumatisme (1 paire)
 - Pansement de contrôle des saignements QuikClot (1)
 - Dispositif de pression (1)
- Si un élément est manquant ou endommagé, remplacez-le immédiatement.

2. Utilisation des gants de traumatisme :

- Enfilez les gants avant de toucher la blessure.
- Assurez-vous que les gants sont bien ajustés.

3. Application du pansement QuikClot :

- Retirez le pansement de son emballage.
- Appliquez-le directement sur la plaie saignante.
- Maintenez une pression ferme pendant au moins 3 minutes.

4. Utilisation du dispositif de pression :

- Placez le dispositif sur la plaie après l'application du pansement QuikClot.
- Fixez-le en place pour maintenir la pression.

5. Suivi après utilisation :

- Après avoir traité la blessure, retirez les gants et jetez-les correctement.
- Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les gants de traumatisme et les pansements usagés dans une poubelle appropriée.
- Ne pas jeter les éléments médicaux usagés dans des lieux publics ou des zones non désignées.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets médicaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Micro Trauma Kit NOW! de Blue Force Gear. Merci d'utiliser ce produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr