

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Kits de Premiers Soins](#)

Le Trauma Kit NOW! - SMALL est la dernière trousse de secours de Blue Force Gear. Conçu en réponse aux clients qui adoraient les caractéristiques et le design du TKN-MEDIUM mais avaient besoin d'une pochette plus petite. Cette pochette médicale MOLLE est 30 % plus petite que le TKN-MEDIUM. Le TKN-SMALL utilise le design à tir unique du TKN original mais dans la taille et le format familiers d'une pochette pour chargeur M4 Double / Triple (empilés).

ESSENTIELS INCLUS : Gants de traumatisme (roulés 2x paire), Pansement de contrôle des saignements QuikClot (1x - blanc), Pansement de traumatisme d'urgence 6" (1x), Couverture de réchauffement (1x), Ruban adhésif plié (1x) et Gaz compressé (1x) **PR INCLUS :** Gants de traumatisme (roulés 2x paire), Gaz de combat QuikClot LE (1x - noir), Pansement de traumatisme d'urgence 6" (1x), Couverture de réchauffement (1x), Ruban adhésif plié (1x), Gaz compressé (1x) et Sceau thoracique de taille normale (1x paquet de deux) **AVANCÉ INCLUS :** Gants de traumatisme (roulés 2x paire), Gaz de combat QuikClot (1x - vert), Pansement de traumatisme d'urgence 6" (1x), Couverture de réchauffement (1x), Ruban adhésif plié (1x), Gaz compressé (1x), Sceau thoracique de taille normale (1x paquet de deux), Voie aérienne nasopharyngée (1x) et Aiguille de décompression (1x)



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430101024
- N° fabr.: HW-TKN-SMALL-PR
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.544kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 229mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 810073653290

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduction

Merci d'avoir choisi la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL de Blue Force Gear. Cette trousse a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs qui recherchent une solution compacte et efficace pour les situations d'urgence. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire de votre produit.

Directives de sécurité générales

- **Utilisation sécuritaire** : Assurez-vous de comprendre comment utiliser chaque élément de la trousse avant d'en avoir besoin.
- **Conservation** : Conservez la trousse dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Vérification régulière** : Examinez régulièrement le contenu de la trousse pour vous assurer que tous les éléments sont en bon état et non périmés.
- **Enfants** : Gardez la trousse hors de portée des enfants. Certains éléments peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Gants de traumatisme** : Utilisez toujours des gants pour éviter tout contact direct avec le sang ou d'autres fluides corporels.
- **Pansements** : Appliquez les pansements selon les instructions fournies pour assurer une efficacité maximale.
- **Gaz de combat QuikClot** : Utilisez uniquement pour le contrôle des saignements. Ne pas appliquer sur des blessures non saignantes.
- **Aiguille de décompression** : Utilisez uniquement si vous êtes formé à cette procédure. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures supplémentaires.
- **Couverture de réchauffement** : Utilisez pour maintenir la température corporelle, surtout en cas de choc hypothermique.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Ouverture de la trousse** : Dézipez la trousse en tirant sur le zip avec précaution.
2. **Évaluation de la situation** : Avant d'utiliser les fournitures, évaluez la situation pour déterminer les besoins immédiats.
3. **Utilisation des gants** : Enfilez les gants de traumatisme avant de toucher une blessure.
4. **Application des pansements** :
 - Pour les blessures légères, appliquez le pansement d'urgence 6" directement sur la plaie.
 - Pour les saignements, utilisez le QuikClot en suivant les instructions spécifiques.
5. **Utilisation de la couverture de réchauffement** : Enveloppez la personne blessée dans la couverture pour maintenir la chaleur.
6. **Élimination des déchets** : Jetez les gants et les pansements usagés dans un conteneur approprié.

Instructions d'élimination

- **Élimination des déchets médicaux** : Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets médicaux. Ne jetez pas les éléments dans les ordures ménagères.
- **Conteneurs de déchets** : Utilisez des conteneurs spéciaux pour les éléments tranchants ou contaminés.
- **Recyclage** : Les éléments non médicaux peuvent être recyclés selon les directives locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL, veuillez vous référer à votre revendeur ou à la documentation fournie avec le produit. Vous pouvez également consulter le site web de Blue Force Gear pour plus d'informations.

Conclusion

La trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL est un outil essentiel pour faire face aux urgences. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécuritaire de votre trousse. N'oubliez pas d'effectuer des vérifications régulières et de vous familiariser avec chaque élément de la trousse pour être prêt en cas de besoin.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr