

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, RANGER GREEN

The RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TT-W can hold the SOF®TT or the SOF®TT-Wide tourniquets. The Eleven 10® RIGID TQ Case® is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the SOF®TT/SOF®TT-W utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded Case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage Hole at the bottom of the case Medical Identifying PVC Cross Patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Available Mounting Options - Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt), or MOLLE/PALS Attachment (Tactical Tailor Malice Clip) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10's products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, RANGER GREEN
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043723
- Mfr. No.: E10-3011B-RGR
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615668298

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case](#)
- [English: RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case](#)
- [Suomi: Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a pokyny pro bezpečnost](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case

Einführung

Das RIGID TQ Case ist ein hochwertiges Gehäuse für die SOF®TT/SOF®TTW Tourniquets. Es bietet schnellen Zugriff und einfache Handhabung, wenn jede Sekunde zählt. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das RIGID TQ Case außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Funktionsstörungen, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass das Tourniquet sicher im Gehäuse sitzt, bevor du es anbringst oder verwendest.
- Vermeide es, das Gehäuse in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu lagern.
- Verwende das RIGID TQ Case nicht, wenn du Verletzungen an Händen oder Fingern hast, die das Greifen des Tourniquets erschweren könnten.
- Stelle sicher, dass du das Gehäuse an einem stabilen und geeigneten Ort montierst, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des RIGID TQ Case:

- Wähle eine geeignete Montageposition (z.B. Dienstgürtel oder MOLLE/PALSkompatible Weste).
- Verwende das enthaltene Montagematerial, um das Gehäuse sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

2. Einlegen des Tourniquets:

- Öffne das Gehäuse und lege das Tourniquet vorsichtig hinein.
- Schließe das Gehäuse, sodass das Tourniquet sicher und stabil gehalten wird.

3. Zugriff auf das Tourniquet:

- Im Notfall greif den freiliegenden Teil des Tourniquets.
- Ziehe schnell, um das Tourniquet freizugeben.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe das Gehäuse und das Tourniquet auf Schäden.
- Reinige das Gehäuse regelmäßig, um die Hygiene zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das RIGID TQ Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen das Produkt erworben wurde.

Wichtige Hinweise

- Verwende das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Eine Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachte, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden.

RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TTW. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and maintenance of your product. The RIGID TQ Case is designed for secure storage and rapid deployment of tourniquets, making it a crucial tool for first responders and individuals in emergency situations.

General Safety Guidelines

- Ensure the RIGID TQ Case is used only for its intended purpose: to hold and deploy the SOF®TT or SOF®TTW tourniquets.
- Regularly inspect the case for any signs of damage or wear. If any damage is detected, discontinue use and replace the case.
- Keep the case away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to maintain its structural integrity.
- Store the tourniquet in the case properly to ensure it is ready for immediate use.
- Familiarize yourself with the product and practice deploying the tourniquet in a safe environment before an emergency arises.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the RIGID TQ Case only with compatible tourniquets (SOF®TT or SOF®TTW). Using incompatible products may result in failure to deploy the tourniquet effectively.
- Ensure the case is securely attached to your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster to prevent accidental detachment during use.
- Avoid using excessive force when pulling the tourniquet from the case to prevent injury or damage to the case.
- The case is designed for onehanded deployment; practice this technique to ensure proficiency, especially in highstress situations.
- Do not modify the case in any way. Alterations can compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable mounting location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.
- For Police Duty Belt: Use the BladeTech TEKLOK Belt Attachment, which fits up to a 2.25" belt.
- For MOLLE/PALS Attachment: Use the Tactical Tailor Malice Clip.
- Ensure the mounting hardware is securely fastened. Utilize the included Vibratite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained.
- Refer to the installation instructions included with the mounting hardware for detailed steps.

2. Usage:

- To deploy the tourniquet, grasp the exposed portion of the tourniquet firmly.
- With a swift pull, remove the tourniquet from the case. The design allows for easy access even when hands are wet or bloody.
- Follow the manufacturer's instructions for applying the tourniquet in an emergency situation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RIGID TQ Case responsibly. If the case is damaged or no longer needed, please recycle it according to local recycling regulations.
- Do not dispose of the case in regular household waste if it is made of materials that can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible use of this product. Stay safe!

Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case

Introduction

Le RIGID TQ Case est conçu pour contenir les tourniquets SOF®TT et SOF®TTW. Cet étui rigide facilite l'accès rapide à votre tourniquet dans des situations critiques. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez régulièrement l'état de votre RIGID TQ Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Assurez-vous que le tourniquet est correctement installé et sécurisé dans le RIGID TQ Case avant utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case uniquement pour les tourniquets SOF®TT ou SOF®TTW.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions humides prolongées.
- Ne laissez pas le produit en contact direct avec des substances chimiques corrosives.
- Lors de l'utilisation du tourniquet, assurez-vous que vos mains sont propres et sèches pour éviter de glisser.
- Ne tentez pas de retirer le tourniquet du RIGID TQ Case avec une force excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du RIGID TQ Case :

- Choisissez un emplacement approprié sur votre ceinture de service, gilet MOLLE/PALS ou holster drop leg.
- Fixez le RIGID TQ Case en utilisant la solution de montage appropriée (BladeTech TEKLOK ou clip Malice).
- Assurez-vous que le matériel est bien sécurisé en utilisant le Vibratite inclus.

2. Utilisation du RIGID TQ Case :

- Pour accéder au tourniquet, saisissez la partie exposée du tourniquet.
- Effectuez un mouvement rapide pour libérer le tourniquet du RIGID TQ Case.
- En cas d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr avant de déployer le tourniquet.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le RIGID TQ Case dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de le recycler de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RIGID TQ Case, veuillez contacter un professionnel de la sécurité ou le fabricant. Assurez-vous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Remarques Finales

Le RIGID TQ Case est conçu pour offrir un accès rapide et sécurisé à votre tourniquet. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de son utilisation.

Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rigid TQ Case tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa säilyttää ja käyttää SOF®TT/SOF®TTW tourniquetteja. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain, jos olet saanut asianmukaisen koulutuksen tourniquetin käytöstä.
- Varmista, että Rigid TQ Case on kiinnitetty tukevasti vyöhön tai liiviin ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos kiinnitysmekanismi ei toimi kunnolla.
- Pidä tourniquet aina käden ulottuvilla hätätilanteita varten.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitysratkaisu (esim. BladeTech TEKLOK tai MOLLE/PALS).
- Aseta Rigid TQ Case haluamaasi asentoon (pystysuoraan, vaakasuoraan tai kallistettuna).
- Varmista kiinnitys käyttämällä mukana tulevaa Vibratiteä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Ota kiinni tourniquetin näkyvästä osasta.
- Vedä nopeasti, jotta tourniquet vapautuu Rigid TQ Casesta.
- Varmista, että käytät oikeita motorisia taitoja tourniquetin käyttöönotossa, erityisesti hätätilanteissa, joissa kädet saattavat olla veriset tai märät.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet lääkinnällisten laitteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Kaikki Eleven 10® tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja koottu Yhdysvalloissa.

Kiitos, että valitsit Rigid TQ Case tuotteen. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että tämä tuote palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Návod k použití a pokyny pro bezpečnost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ CASE pro SOF®TT/SOF®TTW od Eleven 10. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní uchování vašeho tourniquetu. V tomto dokumentu naleznete důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produkt nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením tourniquetu se ujistěte, že je pouzdro správně upevněno a zajištěno.
- Nikdy nepoužívejte tourniquet, pokud je pouzdro poškozené nebo nefunkční.
- Pouzdro je určeno pouze pro použití s tourniquety SOF®TT a SOF®TTW. Nepoužívejte s jinými produkty.
- Při používání pouzdra dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty nebo chemikáliemi, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pouzdra:

- Vyberte si vhodné místo pro montáž pouzdra (např. služební opasek, vesta kompatibilní s MOLLE/PALS).
- Ujistěte se, že je pouzdro pevně připevněno k opasku nebo vestě.
- Použijte příložený Vibratite k zajištění hardwaru na místě, jakmile dosáhnete požadované konfigurace.

2. Použití pouzdra:

- Uchopte vystavenou část tourniquetu.
- Rychlým tahem uvolněte tourniquet z pouzdra.
- V případě potřeby použijte jednu ruku pro nasazení tourniquetu, i když máte ruce krvavé nebo mokré.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Všechny produkty Eleven 10 jsou navrženy, vyráběny a sestavovány v USA.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.