

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN

The Micro Trauma Kit NOW! Nano is the smallest of the TKN medical kits. This mini trauma pouch holds the essential medical gear intended to stop the number one cause of traumatic death: bleeding! This first aid pouch can easily be stowed in a pocket, medical pack, and other similar sized spaces. ESSENTIAL INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), Quikclot Bleeding Control Dressing (1x), and a Pressure Device (1x) PRO INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), and a Pressure Device (1x) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), and a Pressure Device (1x)



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100997
- Mfr. No.: TKN-NANO-ADV-CB
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.147kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 810073652927

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [English: Micro Trauma Kit NOW! Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW!

Nano Blue Force Gear

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Micro Trauma Kit NOW! Nano von Blue Force Gear. Dieses kompakte ErsteHilfeSet ist speziell für die schnelle und effektive Behandlung von traumatischen Verletzungen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, es gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu sein.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie für den Kauf in einem Geschäft.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Kits in der Nähe von Kindern und verletzlichen Personen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über die Safety GatePlattform über unsichere Produkte auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass alle Inhalte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden.
- Lagern Sie das Kit an einem leicht zugänglichen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Inhalte Handschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung des Inhalts:**
 - Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile vorhanden sind:
 - TraumaHandschuhe (1x Paar gerollt)
 - Quikclot Blutstillungsverband (1x)
 - Druckgerät (1x)
2. **Anwendung:**
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - Verwenden Sie den Quikclot Blutstillungsverband zur Kontrolle von starken Blutungen:
 - Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.
 - Legen Sie den Verband direkt auf die Wunde und üben Sie Druck aus.
 - Nutzen Sie das Druckgerät, um den Verband an Ort und Stelle zu halten.
3. **Nach der Anwendung:**
 - Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien gemäß den Entsorgungsanweisungen weiter unten.
 - Reinigen Sie Ihre Hände gründlich nach der Anwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien, einschließlich Handschuhe und Verbände, in einem sicheren Müllbehälter.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder gefährlichen Teile freiliegen.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von medizinischen Abfällen, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Micro Trauma Kit NOW! Nano wenden Sie sich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Micro Trauma Kit NOW! Nano entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Micro Trauma Kit NOW! Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Micro Trauma Kit NOW! Nano. This compact first aid kit is designed to provide essential medical supplies for trauma situations, particularly to control bleeding, which is the leading cause of traumatic death. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure the kit is stored in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the kit out of reach of children to prevent accidental use.
- Regularly check the contents of the kit to ensure all items are intact and within their expiration dates.
- Do not use any items that appear damaged or compromised.
- Familiarize yourself with the contents and their intended use before an emergency arises.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear trauma gloves when providing first aid to prevent infection and contamination.
- Use QuikClot products strictly according to the instructions provided with each item.
- If you are unsure about how to use any item in the kit, seek professional medical assistance immediately.
- In case of severe bleeding, apply pressure directly to the wound and seek emergency medical help as soon as possible.
- Keep the kit accessible, but ensure it is stored securely to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Kit:

- Carefully open the kit and inspect all items for damage.
- Ensure that all essential components are present: Trauma Gloves, Quikclot Bleeding Control Dressing, and Pressure Device.

2. Using the Trauma Gloves:

- Remove the gloves from their packaging.
- Put on the gloves before attending to any injuries to maintain hygiene.
- Dispose of the gloves properly after use to prevent contamination.

3. Applying QuikClot Bleeding Control Dressing:

- Open the dressing package carefully.
- Place the dressing directly over the bleeding wound.
- Apply firm pressure for at least 3 minutes while monitoring the bleeding.
- If bleeding continues, do not remove the dressing; add additional dressings on top.

4. Using the Pressure Device:

- Follow the specific instructions provided with the pressure device.
- Apply the device to the wound as directed, ensuring it is secure but not overly tight.

5. Aftercare:

- Once the bleeding is controlled, seek professional medical assistance.
- Monitor the injured person for signs of shock or other complications.

Disposal Instructions

- Dispose of used items, such as gloves and dressings, in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Ensure that the kit is replenished after use to maintain readiness for future emergencies.
- Check expiration dates regularly and replace expired items promptly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Micro Trauma Kit NOW! Nano, please reach out to your local distributor or visit the official website for more information.

Important Note: This guide adheres to the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and aims to provide consumers with essential safety information regarding the use of the Micro Trauma Kit NOW! Nano. Always prioritize safety and seek professional help in emergencies.

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduction

Le Micro Trauma Kit NOW! Nano est conçu pour fournir un soutien médical essentiel en cas de traumatisme. En tant qu'utilisateur, il est important de comprendre comment utiliser ce kit en toute sécurité et de manière efficace. Ce guide vous fournira des instructions claires et des précautions à prendre pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit est complet avant chaque utilisation.
- Conservez le kit dans un endroit accessible et sécurisé.
- Évitez d'utiliser le kit si vous êtes dans un environnement dangereux.
- Vérifiez régulièrement la date d'expiration des fournitures médicales.
- Ne partagez pas les gants ou autres fournitures personnelles pour éviter la contamination.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gants de traumatisme** : Portez toujours des gants lors de la manipulation de blessures pour éviter les infections.
- **Pansement Quikclot** : Utilisez uniquement ce pansement sur des saignements externes. Ne l'appliquez pas sur des blessures internes.
- **Dispositif de pression** : Appliquez une pression ferme mais contrôlée sur la plaie pour arrêter le saignement. Ne relâchez pas la pression trop tôt.
- **Âge et groupes vulnérables** : Ce kit n'est pas destiné aux jeunes enfants sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lavez-vous les mains avant d'utiliser le kit.
- Vérifiez que vous avez tous les éléments nécessaires : gants, pansement Quikclot, et dispositif de pression.

2. Utilisation des Gants de Traumatisme :

- Ouvrez l'emballage des gants et mettez-les.
- Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés pour garantir une protection optimale.

3. Application du Pansement Quikclot :

- Retirez le pansement de son emballage.
- Placez-le directement sur la plaie en saignant.
- Appuyez fermement pour activer le processus de coagulation.

4. Utilisation du Dispositif de Pression :

- Positionnez le dispositif de pression sur le pansement Quikclot.
- Appliquez une pression constante pendant au moins 3 minutes.
- Vérifiez si le saignement a cessé avant de retirer le dispositif.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les fournitures médicales usagées avec les déchets ménagers.
- Suivez les règlements locaux pour l'élimination des déchets médicaux.
- Utilisez des conteneurs spéciaux pour éliminer les objets tranchants et les gants usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de votre Micro Trauma Kit NOW! Nano, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact local de l'UE pour des conseils supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le Micro Trauma Kit NOW! Nano de manière efficace et sécurisée. Restez informé et prêt à agir en cas d'urgence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano. Questo kit è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali per gestire situazioni di emergenza e fermare il sanguinamento. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il kit sia sempre accessibile e facilmente reperibile in caso di emergenza.
- Controllare regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutti gli elementi siano presenti e non scaduti.
- Utilizzare il kit solo per le finalità previste; non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre i guanti per traumi forniti quando si gestiscono ferite o situazioni di emergenza.
- Utilizzare la medicazione QuikClot solo come indicato nelle istruzioni fornite con il prodotto.
- Non utilizzare il Dispositivo di pressione su ferite che non presentano sanguinamento attivo.
- Se si verifica una reazione avversa ai materiali del kit, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Kit:

- Conservare il kit in un luogo facilmente accessibile, come una tasca, uno zaino medico o un armadietto di pronto soccorso.

2. Utilizzo dei Guanti per Traumi:

- Aprire il pacchetto dei guanti e indossarli prima di toccare qualsiasi ferita o materiale potenzialmente contaminato.

3. Applicazione della Medicazione QuikClot:

- Rimuovere la medicazione dalla confezione.
- Applicare direttamente sulla ferita, coprendo l'area sanguinante.
- Pressare delicatamente per garantire un buon contatto.

4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione:

- Posizionare il Dispositivo di pressione sulla medicazione applicata.
- Tenere in posizione per il tempo raccomandato per fermare il sanguinamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i guanti e i materiali usati in modo appropriato seguendo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare i materiali del kit nel normale spazzatura; seguire le indicazioni locali per lo smaltimento di prodotti medici.
- Controllare la data di scadenza dei materiali e sostituirli secondo necessità.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza di questo prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea designato per le questioni di sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è uno strumento vitale per la gestione delle emergenze. Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, è possibile garantire un utilizzo efficace e sicuro del kit. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto appropriato.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Detta medicinska kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att alla komponenter är kompletta.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödningar för att minimera risken för smittspridning.
- Se till att QuikClotblödningskontrollförbandet är korrekt applicerat för att maximera effektiviteten.
- Använd tryckenheten enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt kompression.
- Undvik att använda produkten på personer med kända allergier mot något av de ingående materialen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kittet:** Se till att kittet är på en ren yta och öppna det försiktigt.
2. **Användning av trauma handskar:**
 - Ta på dig handskarna innan du börjar behandlingen.
3. **Applicera QuikClotblödningskontrollförbandet:**
 - Ta förbandet och placera det direkt över blödningsområdet.
 - Tryck förbandet mot såret och håll det på plats.
4. **Användning av tryckenheten:**
 - Placera tryckenheten över förbandet.
 - Justera trycket för att säkerställa att blödningen stoppas utan att cirkulationen blockeras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningen och oanvända komponenter kan kasseras som vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor eller rapportera problem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Nano od společnosti Blue Force Gear. Tento kompaktní a efektivní traumatický kit je navržen tak, aby poskytoval nezbytné lékařské vybavení pro zastavení krvácení v případě nouze. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržovat pro zajištění bezpečného používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kit je skladován na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu, abyste zajistili, že všechny položky jsou nepoškozené a v dobrém stavu.
- Před použitím se ujistěte, že máte potřebné znalosti o poskytování první pomoci.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka nebo zdravotnický personál.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné rukavice, které jsou součástí kitu, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Při aplikaci obvazu nebo jiných lékařských pomůcek dodržujte hygienické postupy.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo prošlé lékařské vybavení.
- Pokud dojde k alergické reakci na jakýkoliv materiál v kitu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny položky jsou v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte přístup k čistému a suchému místu pro poskytování první pomoci.

2. Použití:

- Otevřete kit a vyjměte potřebné položky.
- Nasadte si trauma rukavice, abyste ochránili sebe i zraněného.
- Pokud je zranění krvácivé, použijte QuikClot obvaz pro kontrolu krvácení a aplikujte tlak.
- Pokud je to možné, stabilizujte zraněného a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

3. Údržba:

- Po použití zkontrolujte kit a doplňte všechny vyčerpané nebo poškozené položky.
- Pravidelně kontrolujte datum expirace všech lékařských pomůcek.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité nebo poškozené lékařské pomůcky by měly být likvidovány podle místních předpisů o odpadech.
- Rukavice a obvazy by měly být umístěny do uzavřeného odpadu, aby se zabránilo kontaminaci.
- Nezapomeňte se informovat o správné likvidaci nebezpečných materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti první pomoci nebo zdravotnického personálu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, abyste mohli získat nejlepší podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali Micro Trauma Kit NOW! Nano. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás prioritou.