

# EJ-123 EJ SERIES COMPACT PRECISION SCALE - A&D ENGINEERING

## EJ-123 EJ SERIES COMPACT PRECISION SCALE

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

Caractéristiques Mesures de milligrammes lisses et stables pour une capacité allant jusqu'à 310 g Brise-vent avec revêtement antistatique pour garantir une haute précision et stabilité Caractéristiques de réponse ajustables selon le degré de courants d'air et de vibrations sur le lieu Pan de pesée en acier inoxydable hygiénique et résistant aux produits chimiques (SUS304) Sortie conforme GLP/GMP/GCP/ISO\* Affichage LCD facile à lire avec rétroéclairage (hauteur de caractère de 16 mm) Plusieurs unités de pesée : g, oz, ozt, ct, dwt, gr, N Mode de comptage avec fonction d'Amélioration Automatique de la Précision de Comptage (ACAI) Fonction mode pourcentage Fonction de maintien d'affichage Fonction d'accumulation (M+) Fonction d'auto mise hors tension Calcul de densité automatique à l'aide du kit de détermination de densité optionnel (EJ-13) Fonctionnement avec adaptateur secteur ou quatre piles AA Emplacement de sécurité à l'arrière de la balance pour accueillir un verrou anti-vol



### Caractéristiques

- Nom: [A&D ENGINEERING EJ-123 EJ SERIES COMPACT PRECISION SCALE](#)
- Fabricant: [A&D ENGINEERING](#)
- Référence: 100041896
- N° fabr.: EJ-123
- Capacité: 120 grains
- Précision : 0.001 grains
- Résolution: 0.1 grains
- Poids du colis: 1.774kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 318mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Balance de Précision Compacte EJ123](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Balance de Précision Compacte EJ123

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Balance de Précision Compacte EJ123 de A&D Engineering. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la balance est utilisée sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur la balance.
- Gardez la balance à l'abri de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Ne modifiez pas la balance ou ses composants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la balance, notamment les câbles et les connexions.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la balance uniquement dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue.
- Évitez d'exposer la balance à des vibrations ou des courants d'air excessifs.
- Ne laissez pas les enfants utiliser la balance sans supervision.
- Ne placez pas de substances corrosives ou dangereuses sur la balance.
- Ne tentez pas de réparer la balance vous-même en cas de dysfonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Déballez la balance avec soin et retirez tous les emballages.
- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur, branchez-le à une prise appropriée.

### 2. Utilisation :

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (g, oz, ozt, ct, dwt, gr, N).
- Placez l'objet à peser sur le pan de pesée en acier inoxydable.
- Lisez le poids affiché sur l'écran LCD.
- Utilisez les fonctions de maintien d'affichage et d'accumulation selon vos besoins.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la balance avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si possible, retournez la balance à un point de collecte pour le recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre balance EJ123, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de l'achat à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Balance de Précision Compacte EJ123. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à vous référer au site web du fabricant ou à consulter les ressources disponibles sur la sécurité des produits de consommation.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)