

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, ORANGE

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Fournitures Premiers Soins](#)

Le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TT-W peut contenir le SOF®TT ou le SOF®TT-Wide. Le RIGID TQ Case® d'Eleven 10® est un étui rigide pour tourniquet conçu pour te donner un accès facile à ton tourniquet lorsque chaque seconde compte. Il peut être porté sur ta ceinture de service, sur un gilet compatible MOLLE/PALS, ou dans la position d'accessoire de ton holster drop leg Safariland®. Le RIGID TQ Case® maintient ton tourniquet en place grâce à la friction, donc il n'y a pas de sangles, de boucles ou de rabats à gérer. Il permet un déploiement véritablement à une main du tourniquet même lorsque tes mains sont ensanglantées ou mouillées. Il te suffit de saisir la partie exposée du tourniquet et, d'un coup sec, il se libère. Le RIGID TQ Case® moulé par injection offre de nombreuses options de montage et d'ajustement de position. Il est compatible avec les solutions de montage Blade-Tech, Safariland® et Tactical Tailor. Beaucoup de ces solutions de montage peuvent être fixées en position verticale ou horizontale. Caractéristiques : Garde ton tourniquet à portée de main pour un déploiement rapide Maintient le SOF®TT/SOF®TT-W grâce à la friction Conçu pour permettre un meilleur contact avec le tourniquet lors du déploiement Étui moulé par injection pour résister à une utilisation intense par les forces de l'ordre/militaire Trou de drainage au bas de l'étui Patch en PVC pour identification médicale inclus Plusieurs positions de montage pour ajuster la bonne hauteur (peut être monté verticalement, horizontalement, incliné ou inversé) Options de montage disponibles - Ceinture de service de police (l'attache Blade-Tech TEK-LOK convient à une ceinture jusqu'à 2.25"), ou attache MOLLE/PALS (clip Malice de Tactical Tailor) Peut être monté sur un shroud drop leg Safariland® dans la position d'accessoire (matériel de montage vendu séparément) REMARQUES : Utilise le Vibra-tite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration désirée obtenue. Des instructions sont incluses. Tous les produits d'Eleven 10® sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, ORANGE](#)
- Fabricant: [ELEVEN 10](#)
- Référence: 100043724
- N° fabr.: E10-3011B-ORG
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 700615668380

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TTW. Cet étui rigide est conçu pour vous permettre d'accéder rapidement à votre tourniquet en cas d'urgence. Ce guide vous fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre RIGID TQ Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case uniquement pour les tourniquets SOF®TT et SOF®TTW.
- Ne tentez pas d'extraire le tourniquet avec une force excessive, surtout si vos mains sont ensanglantées ou mouillées.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur ou autour de l'étui qui pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que le RIGID TQ Case est correctement fixé à votre ceinture ou à votre gilet avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation à la Ceinture de Service :

- Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK pour fixer le RIGID TQ Case à une ceinture de service jusqu'à 2.25 pouces de large.
- Assurez-vous que l'attache est bien serrée et sécurisée.

2. Montage sur un Gilet Compatible MOLLE/PALS :

- Utilisez le clip Malice de Tactical Tailor pour attacher le RIGID TQ Case à votre gilet.
- Vérifiez que le clip est bien en place et ne se détachera pas lors des mouvements.

3. Position d'Accessoire sur un Holster Drop Leg Safariland® :

- Montez le RIGID TQ Case sur un shroud drop leg Safariland®.
- Assurez-vous que le matériel de montage est bien fixé (vendu séparément).

Utilisation

- Pour déployer le tourniquet, saisissez la partie exposée du tourniquet et tirez d'un coup sec.
- En cas de difficulté à déployer le tourniquet, vérifiez que le RIGID TQ Case est bien en place et que le tourniquet est correctement inséré.
- Pour un accès rapide, assurez-vous que le RIGID TQ Case est toujours à portée de main.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le RIGID TQ Case dans des décharges non autorisées.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que vous vous conformez aux lois en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RIGID TQ Case, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RIGID TQ Case.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr