

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Kits de Premiers Soins](#)

Le Micro Trauma Kit NOW! Nano est le plus petit des kits médicaux TKN. Cette mini trousse de traumatisme contient le matériel médical essentiel destiné à stopper la première cause de décès traumatique : le saignement ! Cette trousse de premiers secours peut facilement être rangée dans une poche, un sac médical, ou d'autres espaces de taille similaire. INCLUS ESSENTIEL : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Pansement de contrôle des saignements Quikclot (1x), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS PRO : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot LE (1x - noir), et un Dispositif de pression (1x) INCLUS AVANCÉ : Gants de traumatisme (roulés 1x paire), Gaz de combat QuikClot (1x - vert), et un Dispositif de pression (1x)



## Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100994
- N° fabr.: TKN-NANO-PRO-RG
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 810073652897

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Trauma Kit NOW! Nano. Ce kit est conçu pour fournir des fournitures médicales essentielles afin de traiter les blessures traumatiques. Il est compact, facile à transporter et contient des éléments cruciaux pour stopper les saignements, qui sont la première cause de décès traumatique. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit est utilisé uniquement par des personnes formées aux premiers secours.
- Vérifiez régulièrement le kit pour vous assurer que tous les éléments sont présents et en bon état.
- Conservez le kit dans un endroit accessible, mais hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le kit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- En cas d'accident ou de blessure grave, appelez immédiatement les services d'urgence.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gants de traumatisme** : Portez des gants de traumatisme lors de la manipulation de blessures pour éviter toute contamination.
- **Pansement de contrôle des saignements Quikclot** : Utilisez ce pansement uniquement sur des saignements externes. Ne pas appliquer sur des blessures internes.
- **Dispositif de pression** : Appliquez une pression ferme sur la plaie pour contrôler le saignement. Ne relâchez pas la pression trop rapidement.
- **Gaz de combat QuikClot** : Utilisez uniquement selon les instructions fournies. Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou périmé.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Vérification du Kit :

- Ouvrez le kit et vérifiez que tous les éléments sont présents :
  - Gants de traumatisme (1 paire)
  - Pansement de contrôle des saignements Quikclot (1)
  - Dispositif de pression (1)
  - Gaz de combat QuikClot (selon le modèle choisi)

### 2. Utilisation des Éléments :

- **Gants de traumatisme** :
  - Enfilez les gants avant de toucher une blessure.
- **Pansement Quikclot** :
  - Appliquez le pansement directement sur la plaie et maintenez-le en place.
- **Dispositif de pression** :
  - Placez le dispositif sur le pansement et appliquez une pression constante.
- **Gaz de combat QuikClot** (si inclus) :
  - Suivez les instructions spécifiques sur l'emballage pour l'application.

### 3. Après Utilisation :

- Retirez les gants et jetez-les de manière appropriée.
- Nettoyez toute surface contaminée.
- Réapprovisionnez le kit si nécessaire après utilisation.

## Instructions de Disposition

- Les gants et autres éléments usagés doivent être jetés dans un conteneur approprié pour les déchets médicaux.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des fournitures médicales.
- Ne jetez pas le kit ou ses composants dans la poubelle domestique.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Micro Trauma Kit NOW! Nano, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre point de vente local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez maximiser la sécurité et l'efficacité de votre Micro Trauma Kit NOW! Nano. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via le système de sécurité de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)